

Västra Götalandsregionen

Regionservice

Läkemedelsnära produkter

Informationsbrev

2022-10-18

Information om is-CGM Freestyle Libre

Freestyle Libre (FSL1) och Freestyle Libre 2 (FSL2) har samma funktioner och används på samma sätt förutom larmfunktionen. Librelink applikationen är samma för både FSL1 och FSL2 sensor.

Observera att Freestyle Libre 2 systemet har möjlighet till larmfunktion via librelink applikationen eller FSL2 avläsare ihop med FSL2 sensor.

Larmfunktion:

För att användas behöver larmfunktionen aktiveras och ställas in annars fungerar systemen som vanligt (som FSL1 systemet). Larmfunktionen kan aktiveras i FSL2 avläsare inställningar eller i Librelink applikationen (kräver FSL2 sensor). I så fall bör du veta att patienten kan aktivera funktionen själv, om hen vill, och ställa in larmgränser själv. Detta borde göras i samråd med förskrivaren.

Avläsare:

FSL2 avläsare fungerar inte alls med FSL1 sensorer. Vid avläsning skadas sensorn och slutar att fungera.

Enligt företaget Abbott så fungerar **FSL1 avläsare** som inte är äldre än 4 år (version 2.4.8 och senare) med FSL 2 sensorer precis som med FSL1 sensorer. Vid första avläsning inaktiveras larm men resten av funktionen förblir samma som med FSL1 sensor.

Företagets info om produkten: [FreeStyle Libre 2 - FreeStyle Libre 2 | Abbott](#)

Med vänlig hälsning
Läkemedelsnära produkter
Område Diabetes