

Västra Götalandsregionen

Regionservice

Läkemedelsnära produkter

Informationsbrev

2022-10-11

Viktigt säkerhetsmeddelande angående insulinpumpar MiniMed™ 640G och 670G

Säkerhetsmeddelandet är avsedd till dig som har förskrivit en MiniMed insulinpump, MMT 640G och MMT 670G. En potentiell risk har upptäckts för din patient där en obehörig skulle kunna ändra dosering av insulintillförsel genom att utnyttja systemet för trådlös överföring av informationen mellan insulinpumpen och sändare eller blodglukosmätaren.

För mer information se bifogad dokument från leverantören. Observera att samma information kommer att skickas ut som ett brev till alla berörda patienter.

Se bifogat dokument:

[Viktigt säkerhetsmeddelande MiniMed 640G och 670G - Patient](#)

[Viktigt säkerhetsmeddelande MiniMed 640G och 670G - Vårdgivare](#)

Med vänlig hälsning

Läkemedelsnära produkter

Område Diabetes